

# Datenblatt: MPC 470

## Pflegearbeitswagen

### Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	1.767,00
MwSt. [%]:	19

### Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1200
Breite:	930
Tiefe:	525
Gewicht:	59
Nutzfläche Ablage:	810 x 410
Nutzfläche Einlegeboden:	780 x 435
Höhe Ablagefläche:	1090
Tragfähigkeit je Fach:	45

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2023

### Merkmale:

- Wagen mit abschließbarer Schublade, 2 Drehtüren und Einlegeboden
- Korpus besteht aus 19,6 mm starken Resopal®-HPL Platten mit duroplastischer Beschichtung
- Holzkorpus eingefasst in stabilen und besonders stoßfesten RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Material besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, leicht zu reinigen, UV- und desinfektionsmittelbeständig
- vertiefter, entnehmbare Fachboden als Ablagefläche auf dem Wagen
- Schiebegriff
- leicht zu reinigen
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- ACHTUNG: Abbildung zeigt Modell mit abschließbarer Drehtür (Option), nicht im Preis enthalten!

### Farben für Korpus der MPC- und MDC-Reihe

