

Datenblatt: MPC 470

Pflegearbeitswagen

Preis ab Werk Sargenroth:

| | |
|-----------------|----------|
| VK-Netto [EUR]: | 2.143,00 |
| MwSt. [%]: | 19 |

Technische Daten in mm/kg:

| | |
|--------------------------|-----------|
| Höhe: | 1200 |
| Breite: | 930 |
| Tiefe: | 525 |
| Gewicht: | 59 |
| Nutzfläche Ablage: | 810 x 410 |
| Nutzfläche Einlegeboden: | 780 x 435 |
| Höhe Ablagefläche: | 1090 |
| Tragfähigkeit je Fach: | 45 |

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2026

Merkmale:

- Wagen mit abschließbarer Schublade, 2 Drehtüren und Einlegeboden
- Korpus besteht aus 19,6 mm starken Resopal®-HPL Platten mit duroplastischer Beschichtung
- Holzkorpus eingefasst in stabilen und besonders stoßfesten RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Material besonders hygienisch, hitzebeständig, kratzfest, leicht zu reinigen, UV- und desinfektionsmittelbeständig
- vertiefter, entnehmbare Fachboden als Ablagefläche auf dem Wagen
- Schiebegriff
- leicht zu reinigen
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- ACHTUNG: Abbildung zeigt Modell mit abschließbarer Drehtür (Option), nicht im Preis enthalten!

Farben für Korpus der MPC- und MDC-Reihe

