

Datenblatt: MPC 52 B S

Pflegearbeitswagen

Preis:

Sondernetttoppreis (keine zus. Abzüge möglich),
inkl. Transport auf deutschem Festland [EUR]: 1.216,00
MwSt. [%]: 19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe: 1400
Breite: 680
Tiefe: 1160
Gewicht: 61
Höhe Vollkunststoffabdeckung: 1085
Nutzfläche Einlegeboden: 525 x 440

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 29.01.2024

Merkmale:

- ACHTUNG: Foto zeigt optionale Polyester-Wäschesäcke (WSW), nicht im Preis enthalten !
- 2 Schiebegriffe mit Softgrip-Ummantelung
- Wagen mit 2 Drehtüren sowie 2 Einlegeböden
- Korpus mit abnehmbarer Vollkunststoffabdeckung
- Korpus aus Holzwerkstoffplatten mit Melaminharzbeschichtung in der Farbe Blau
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Handschuhspender auf Gleitschiene (HSP)
- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene (ESP) für 0,5 Liter-Flaschen (auf Anfrage auch für 1 Liter-Flaschen)
- Sammler mit 2 Abwürfen
- Deckelöffnung über Fußpedal
- Sammler mit Hilfe von Koppelsystem rückseitig an den Wagen an- bzw. abkoppelbar
- Wagen mit 4 freidrehenden \varnothing 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- Sammler mit 4 freidrehenden \varnothing 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 2 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben für Deckel



Farben für Wäschesäcke WSW und WSWX

