

Datenblatt: MPC 52 S

Pflegearbeitswagen

Preis:

Sondernettoppreis (keine zus. Abzüge möglich),
inkl. Transport auf deutschem Festland [EUR]: 1.216,00
MwSt. [%]: 19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe: 1425
Breite: 1540
Tiefe: 525
Gewicht: 59
Höhe Vollkunststoffabdeckung: 1085
Nutzfläche Einlegeboden: 525 x 440

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

Merkmale:

- ACHTUNG: Foto zeigt optionale Polyester-Wäschesäcke (WSW), nicht im Preis enthalten !
- Wagen mit 2 Drehtüren sowie 2 Einlegeböden
- Korpus aus Holzwerkstoffplatten mit Melaminharzbeschichtung in der Farbe Blau
- Korpus mit abnehmbarer Vollkunststoffabdeckung
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- Handschuhspender auf Gleitschiene (HSP)
- Desinfektionsmittelspender auf Gleitschiene (ESP) für 0,5 Liter-Flaschen (auf Anfrage auch für 1 Liter-Flaschen)
- Abtropfschale für Desinfektionsmittelspender
- Sammler mit 2 Abwürfen
- Deckelöffnung über Fußpedal
- Wagen ist mit Hilfe von Koppelsystem einfach an den Sammler an- bzw. abkoppelbar
- Wagen mit 4 freidrehenden Ø 100 mm Kunststoff-Stahl-Einradrollen, 2 mit Feststeller
- Sammler mit 4 freidrehenden Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 2 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben für Deckel

