

Datenblatt: RPS 480

Ruhe- und Pflegestuhl

Preis:

Sondernetttoppreis (keine zus. Abzüge möglich),
inkl. Transport auf deutschem Festland [EUR]: 3.980,00
MwSt. [%]: 19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe: 1400
Breite: 720
Tiefe: 1100 - 1680
Gewicht: 60
Sitzhöhe: 640
Sitzbreite: 480
Sitztiefe: 600
Belastbarkeit: 120

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

Merkmale:

- stufenlos verstellbare Rückenlehne
- Seitenteile der Rückenlehne verstellbar mittels Rastereinstellung (für Transfer auch abklappbar)
- Armlehnen verstellbar mittels Rastereinstellung (für Transfer auch abklappbar)
- stufenlos verstellbare Beinauflage
- höheneinstellbares Kopfkissen
- Neigungswinkel der Sitzfläche stufenlos verstellbar
- Polsterung aus atmungsaktivem Komfort- und AngelFlex Gelschaumkern
- Gelschaumkern bietet optimale Balance aus sanfter Druckentlastung, Stützung & Temperaturengleich
- Bezug aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe; abwischbar und desinfektionsmittelbeständig
- Schiebegriff
- gewichtsoptimierter, kippstärkerer Edelstahlrahmen
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf Spezialrahmen aus Edelstahl
- Zusatzoption: Serviertisch (auf Armlehnen aufschiebbar), Preis auf Anfrage

Farben Textilgewebe

