

Datenblatt: SCC 200 BS FT

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	659,00
MwSt. [%]:	7

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1020
Breite:	555
Tiefe:	565
Gewicht:	12
Sitzhöhe:	535
Sitzbreite:	440
Sitztiefe:	490
Überfahrbare Höhe:	420
Unterschenkellänge:	415
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

Merkmale:

- ergonomisch geformter Monoblock-Vollkunststoffsitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung
- ergonomisch geformte Monoblock-Vollkunststoffrückenlehne mit Schiebegriffen und luftdurchlässigen Öffnungen
- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- 4 freidrehende \varnothing 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- garantiert nicht rostend
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben für Rücken und Sitz aus Vollkunststoff



kobalt

graphit

rot