

# Datenblatt: SCC 200 FT PP

## Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

### Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	741,00
MwSt. [%]:	7

### Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1020
Breite:	555
Tiefe:	560
Gewicht:	14
Sitzhöhe:	555
Sitzbreite:	440
Sitztiefe:	475
Überfahrbare Höhe:	455
Unterschenkellänge:	435
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

### Merkmale:

- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum
- ergonomisch geformte Monoblock-Vollkunststoffrückenlehne mit Schiebegriffen und luftdurchlässigen Öffnungen
- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- 4 freidrehende  $\varnothing$  75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- garantiert nicht rostend
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

### Farben PUR-Schaum



graphit blau kobalt

### Farben für Rücken und Sitz aus Vollkunststoff



kobalt graphit rot