

# Datenblatt: SCC 250 Comfort G

## Dusch-, Toiletten- u. Pflegestuhl mit Kippfunktion

### Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	4.216,00
MwSt. [%]:	7

### Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1380
Breite:	655
Tiefe:	1050
Gewicht:	38
Sitzhöhe:	550
Polstersitzbreite:	440
Sitztiefe:	470
Belastbarkeit:	150
Breite zwischen Armlehnen:	525
Unterschenkellänge:	380-490

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 28.02.2024

### Merkmale:

- ideales Hilfsmittel für bewegungseingeschränkte Pflegebedürftige
- stufenlos verstellbare Sitzposition mit sehr sanften Bewegungsabläufen per Gasdruckfeder
- Neigungswinkel von -5° bis +40° stufenlos verstellbar
- Polstersitz mit Toilettenöffnung und Hygieneeingriff aus PUR-Schaum in der Farbe Graphit
- hochklappbare Armlehnen mit Armpolstern aus PUR-Schaum in der Farbe Graphit
- Polsterrücken aus PUR-Schaum in der Farbe Graphit
- dreidimensional verstellbare Kopfstütze
- einzeln höhenverstellbare, hochklappbare und abnehmbare Fußstützen
- Toilettentopf mit Skalierung
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- gewichtsoptimierter, kippsicherer Edelstahlrahmen
- garantiert nicht rostend
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf Spezialrahmen aus Edelstahl