

Datenblatt: **SCC 250 Comfort M**

Dusch-, Toiletten- und Pflegestuhl mit Kippfunktion

Preis:

Sondernetttoppreis (keine zus. Abzüge möglich),
inkl. Transport auf deutschem Festland [EUR]: 3.055,00
MwSt. [%]: 7

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1335
Breite:	650
Tiefe:	1145
Gewicht:	42
Sitzhöhe:	565
Polstersitzbreite:	440
Sitztiefe:	530
Belastbarkeit:	150
Breite zwischen Armlehnen:	515
Unterschenkellänge:	430-505

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 02.01.2021

Merkmale:

- ideales Hilfsmittel für bewegungseingeschränkte Pflegebedürftige
- Handkurbel für stufenlos verstellbare Sitzposition mit sanften Bewegungsabläufen
- Neigungswinkel von -5° bis +40° stufenlos verstellbar
- Polstersitz mit Toilettenöffnung und Hygieneeingriff aus PUR-Schaum in der Farbe Graphit
- hochklappbare Armlehnen mit Armpolstern aus PUR-Schaum in der Farbe Graphit
- Polsterrücken aus PUR-Schaum in der Farbe Graphit
- dreidimensional verstellbare Kopfstütze
- einzeln höhenverstellbare und hochklappbare Fußstützen
- Toilettentopf mit Skalierung
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- gewichtsoptimierter, kippstärkerer Edelstahlrahmen
- garantiert nicht rostend
- hoch stabil, belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf Spezialrahmen aus Edelstahl