

Datenblatt: SCC 250 D SB

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	954,00
MwSt. [%]:	7

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1040
Breite:	555
Tiefe:	605
Gewicht:	16
Sitzhöhe (ohne Sitzpolster):	530
Sitzbreite:	440
Sitztiefe (ohne Rückenpolster):	460
Überfahrbare Höhe:	450
Unterschenkellänge:	410
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2025

Merkmale:

- Sicherheitsbügel
- schwenkbare Armlehne rechts, auf Wunsch links
- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- ergonomisch geformte Vollkunststoffbrille (hochklapp- und abnehmbar)
- Rückenbespannung aus Sunsure-Gewebe
- Sitz- und Rückenpolster mit Schaumstoffkern und Bezug aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe
- mit den Polstern auch als Zimmerstuhl einsetzbar (Polster bitte zum Duschen abnehmen!)
- 4 freidrehende \varnothing 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- Sitzpolsterdicke 60 mm, Rückenpolsterdicke 50 mm (unbelastet)
- Stauchhärte Schaumstoffkissen: 3 kPa
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben Textilgewebe

