

Datenblatt: SCC 250 KB

Klappbarer Dusch- und Toilettenstuhl

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	690,00
MwSt. [%]:	7

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	970
Breite:	555
Tiefe:	545
Gewicht:	9
Sitzhöhe:	515
Sitzbreite:	440
Sitztiefe:	490
Überfahrbare Höhe:	435
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

Merkmale:

- ganz leicht klappbar und platzsparend zu verstauen
- ergonomisch geformte Vollkunststoffbrille (hochklapp- und abnehmbar)
- Rückenbespannung aus Sunsure-Gewebe
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- garantiert nicht rostend
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben Sunsure-Gewebe

