

Datenblatt: SCC 250 OS DS ASAOS PR

XXL Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	1.662,00
MwSt. [%]:	7

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	995
Breite:	680-720
Tiefe:	590
Gewicht:	19
Sitzhöhe:	480
Sitzbreite:	560-600
Sitztiefe:	450
Überfahrbare Höhe:	400
Größe der Toilettenöffnung:	260 x 210
Belastbarkeit:	250

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2022

Merkmale:

- verstärkte schwenkbare Armlehne rechts (auf Wunsch links)
- Vollkunststoffsitz mit Toilettenöffnung
- abnehmbarer Polsterrücken aus PUR-Schaum
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 250 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben PUR-Schaum

