

# Datenblatt: SCC 250 PPG SB

## Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

### Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	819,00
MwSt. [%]:	7

### Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1050
Breite:	555
Tiefe:	585
Gewicht:	17,8
Sitzhöhe:	555
Sitzbreite:	440
Sitztiefe:	450
Überfahrbare Höhe:	455
Unterschenkellänge:	435
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 02.01.2021

### Merkmale:

- Sicherheitsbügel
- schwenkbare Armlehne rechts, auf Wunsch links
- ausziehbare und kipp sichere Fußstütze
- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum
- abnehmbarer Polsterrücken aus PUR-Schaum
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- 3 Jahre Garantie

### Farben PUR-Schaum

