

Datenblatt: **SCC 250 PPG SB AP ER**

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	998,00
MwSt. [%]:	7

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1065
Breite:	555
Tiefe:	590
Gewicht:	21,5
Sitzhöhe:	565
Sitzbreite:	430
Sitztiefe:	450
Überfahrbare Höhe:	465
Unterschenkellänge:	405
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 02.01.2021

Merkmale:

- Sicherheitsbügel
- schwenkbare Armlehne rechts, auf Wunsch links
- Armlehnen mit Polster aus PUR-Schaum
- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum
- abnehmbarer Polsterrücken aus PUR-Schaum
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- 3 Jahre Garantie

Farben PUR-Schaum

