

# Datenblatt: SCC 250 PPG SB HV

## Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

### Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	1.138,00
MwSt. [%]:	7

### Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	970-1070
Breite:	555
Tiefe:	585
Gewicht:	18,4
Sitzhöhe:	480-580
Sitzbreite:	440
Sitztiefe:	450
Überfahrbare Höhe:	380-480
Unterschenkellänge:	360-460
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2025

### Merkmale:

- Höhenverstellung, 5 Höhen einstellbar in 25 mm Abständen
- Sicherheitsbügel
- schwenkbare Armlehne rechts, auf Wunsch links
- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum
- abnehmbarer Polsterrücken aus PUR-Schaum
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- 3 Jahre Garantie

### Farben PUR-Schaum



graphit

blau

kobalt