

Datenblatt: SCC 250 PP FT

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	806,00
MwSt. [%]:	7

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1040
Breite:	555
Tiefe:	605
Gewicht:	15
Sitzhöhe:	555
Sitzbreite:	440
Sitztiefe:	460
Überfahrbare Höhe:	455
Unterschenkellänge:	435
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

Merkmale:

- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum
- Rückenbespannung aus Sunsure-Gewebe
- 4 freidrehende \varnothing 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- leicht zu reinigen
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben PUR-Schaum



graphit blau kobalt

Farben Sunsure-Gewebe



weiß dunkelblau blau taubenblau altrosa laguna gelb konfetti