

Datenblatt: SCC 250 PR PZ

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	783,00
MwSt. [%]:	7

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1010
Breite:	555
Tiefe:	590
Gewicht:	11
Sitzhöhe:	525
Sitzbreite:	440
Sitztiefe:	450
Überfahrbare Höhe:	425
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

Merkmale:

- Polstersitz mit durchgehender Pflegeöffnung aus PUR-Schaum (2 verschiebbare Halbschalen), nur in BLAU
- abnehmbarer Polsterrücken aus PUR-Schaum
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- leicht zu reinigen
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben PUR-Schaum



graphit

blau

kobalt