

Datenblatt: SCC 250 PS FT PR

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	901,00
MwSt. [%]:	7

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1050
Breite:	555
Tiefe:	590
Gewicht:	17,5
Sitzhöhe:	555
Sitzbreite:	440
Sitztiefe:	450
Überfahrbare Höhe:	455
Unterschenkellänge:	435
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

Merkmale:

- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- Polstersitz mit Toilettenöffnung aus PUR-Schaum
- abnehmbarer Polsterrücken aus PUR-Schaum
- 4 freidrehende \varnothing 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- garantiert nicht rostend
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben PUR-Schaum



graphit

blau

kobalt