

Datenblatt: SCC 250 PZ

Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	573,00
MwSt. [%]:	7

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1010
Breite:	555
Tiefe:	605
Gewicht:	11
Sitzhöhe:	525
Sitzbreite:	440
Sitztiefe:	460
Überfahrbare Höhe:	425
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 02.01.2021

Merkmale:

- Polstersitz mit durchgehender Pflegeöffnung aus PUR-Schaum (2 verschiebbare Halbschalen)
- Rückenbespannung aus Textilene® - Gewebe
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- 3 Jahre Garantie

Farben PUR-Schaum



Farben Textilene®-Gewebe „Sunsure“

