

Datenblatt: SCC 250 R

Reise- Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	1.126,00
MwSt. [%]:	7

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	815-890
Breite:	555
Tiefe:	555
Gewicht:	12,3
Sitzhöhe:	470-545
Sitzbreite:	440
Sitztiefe:	470
Überfahrbare Höhe:	390-465
Belastbarkeit:	150
Maße der Tragetasche:	630x600x340

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 06.03.2024

Merkmale:

- schnell werkzeuglos auf- und abbaubar
- praktische Tragetasche aus Sunsure-Gewebe
- ergonomisch geformte Vollkunststoffbrille (hochklapp- und abnehmbar)
- Rückenlehne mit Polster aus PUR-Schaum
- Armlehnen mit Polster aus PUR-Schaum
- Höhenverstellung, 4 Höhen einstellbar in 25 mm Abständen
- beidseitig schwenkbare Armlehne
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- garantiert nicht rostend
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben PUR-Schaum



Farben Sunsure-Gewebe

