

Datenblatt: **SCC 250 XL PPG**

XXL Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

Preis ab Werk Sargenroth:

| | |
|-----------------|----------|
| VK-Netto [EUR]: | 1.506,00 |
| MwSt. [%]: | 7 |

Technische Daten in mm/kg:

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Höhe: | 1060 |
| Breite: | 570-650 |
| Tiefe: | 590 |
| Gewicht: | 25,5 |
| Sitzhöhe: | 565 |
| Sitzbreite: | 460-540 |
| Sitztiefe: | 450 |
| Überfahrbare Höhe: | 465 |
| Unterschenkellänge: | 400 |
| Größe der Toilettenöffnung: | 260 x 210 |
| Belastbarkeit: | 200 |

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2022

Merkmale:

- schwenkbare Armlehne rechts, auf Wunsch links
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze
- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum, nur in Blau erhältlich
- abnehmbarer Polsterrücken aus PUR-Schaum
- 4 freidrehende \varnothing 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 200 kg
- leicht zu reinigen
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- 3 Jahre Garantie