

# Datenblatt: SCC 250 XL PPG STE

## XXL Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

### Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	1.693,00
MwSt. [%]:	7

### Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1060
Breite:	580-660
Tiefe:	670
Gewicht:	31
Sitzhöhe:	565
Sitzbreite:	460-540
Sitztiefe:	540
Überfahrbare Höhe:	465
Unterschenkellänge:	400
Größe der Toilettenöffnung:	260 x 210
Belastbarkeit:	200

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2022

### Merkmale:

- Sitztieferweiterung auf 54 cm
- schwenkbare Armlehne rechts, auf Wunsch links
- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze
- Polstersitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung aus PUR-Schaum, nur in Blau erhältlich
- abnehmbarer Polsterrücken aus PUR-Schaum
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 200 kg
- leicht zu reinigen
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- 3 Jahre Garantie