

# Datenblatt: SCC 250 XXXL DSP 300 MFTOSG PR STE

## XXXL Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

### Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]: 4.150,00

MwSt. [%]: 7

### Technische Daten in mm/kg:

Höhe: 1060

Breite: 820

Tiefe: 810

Gewicht: 38

Sitzhöhe: 550

Sitzbreite: 700

Sitztiefe: 540

Größe der Toilettenöffnung: 260 x 210

Belastbarkeit: 300

Unterschenkellänge: 385

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2026

### Merkmale:

- ausziehbare, mitlaufende Fußstütze
- Vollkunststoffsitz mit Toiletten- und Pflegeöffnung
- abnehmbarer Polsterrücken aus PUR-Schaum
- Sitztiefenerweiterung auf 54 cm
- 6 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen, 4 mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- rückseitige Topfdeckelhalterung
- Doppelrahmen aus RCN Spezialkunststoff mit Aluminium verstärkt
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- garantiert nicht rostend
- nicht toilettenüberfahrbar
- sehr stabil, belastbar bis 300 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

### Farben PUR-Schaum



graphit



blau



kobalt