

Datenblatt: SC 15 Basic

Duschstuhl

Preis:

Sondernetttoppreis (keine zus. Abzüge möglich),
inkl. Transport auf deutschem Festland [EUR]: 199,00
MwSt. [%]: 7

Technische Daten in mm/kg:

Höhe: 1005
Breite: 540
Tiefe: 580
Gewicht: 8,5
Sitzhöhe: 505
Sitzbreite: 440
Sitztiefe: 445
Überfahrbare Höhe: 440
Belastbarkeit: 130

Technische Änderungen vorbehalten!



Merkmale:

- Rückenbespannung aus strapazierfähigem Sunsure-Gewebe in der Farbe Blau
- Armlehnen mit Softgrip-Ummantelung in der Farbe Blau
- Ø 75 mm Kunststoff-Doppelradrollen mit Feststeller
- Vollkunststoffbrille mit Hygieneöffnung
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 130 kg
- leicht zu reinigen
- 2 Jahre Garantie

Stand: 01.01.2026