

Datenblatt: SC 200

Duschstuhl

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	368,00
MwSt. [%]:	7

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	990
Breite:	555
Tiefe:	560
Gewicht:	12
Sitzhöhe:	500
Sitzbreite:	440
Sitztiefe:	475
Überfahrbare Höhe:	420
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 02.01.2021

Merkmale:

- ergonomisch geformte Vollkunststoffbrille (hochklapp- und abnehmbar)
- ergonomisch geformte Monoblock-Vollkunststoffrückenlehne mit Schiebegriffen und luftdurchlässigen Öffnungen
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- toilettenüberfahrbar
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- garantiert nicht rostend
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben für Rücken und Sitz aus Vollkunststoff



kobalt graphit rot