

# Datenblatt: SDH 70

## Stehhocker

### Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	472,00
MwSt. [%]:	19

### Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	910
Breite:	450
Tiefe:	510
Gewicht:	8,4
Sitzhöhe:	650
Sitzbreite:	390
Sitztiefe:	200
Belastbarkeit:	120

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2022

### Merkmale:

- das ideale Hilfsmittel für Menschen mit Problemen beim Aufstehen oder Hinsetzen
- Sitz- und Rückenpolster aus PUR-Schaum in der Farbe Blau
- Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 120 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen