

Datenblatt: SM 700 FBS SBS Strandmobil

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	2.824,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1110
Breite:	1040
Tiefe:	1100
Gewicht:	35
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 02.01.2019

Merkmale:

- große Niederdruck-Ballonreifen ermöglichen leichtes Befahren von weichem oder unebenen Untergrund
- Feststellbremse
- Sicherheitsbügel
- schwenkbare Armlehne
- Sitz- und Rückenpolster mit Schaumstoffkern und atmungsaktiven Bezügen aus Textilene®-Gewebe
- Sitz lässt sich mit wenigen Handgriffen vom Fahrgestell abheben und separat verstauen
- praktische Utensilientasche aus Textilene® - Gewebe
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 150 kg
- meerwasserbeständig
- garantiert nicht rostend
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben Textilene®-Gewebe „Sunsure“

