

Datenblatt: TC 450

Transportstuhl

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	1.104,00
MwSt. [%]:	7

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1125
Breite:	555
Tiefe:	650
Gewicht:	22
Sitzhöhe:	570
Sitzbreite:	440
Sitztiefe:	450
Belastbarkeit:	150
Unterschenkellänge:	400

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 02.01.2021

Merkmale:

- Polstersitz aus hygienischem PUR-Schaum
- abnehmbarer Polsterrücken aus PUR-Schaum
- ausziehbare und kipp sichere Fußstütze
- Schiebegriff
- beidseitig schwenkbare Armlehne
- Armlehnen mit Polster aus PUR-Schaum
- Sicherheitsbügel
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen mit Feststeller
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben PUR-Schaum

