

Datenblatt: TL 500 S

Dusch- und Transportliege

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	2.057,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	940
Breite:	820
Tiefe:	1970
Gewicht:	28
Höhe der Liegefläche:	765
Bis Schulterbreite:	595
Bis Körperlänge:	1860
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2025

Merkmale:

- Liegefläche aus Sunsure-Gewebe Bespannung
- beidseitig absenkbare Seitenlehnen
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- leicht zu reinigen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- garantiert nicht rostend
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- 4 freidrehende Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen mit Feststeller
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

Farben Sunsure-Gewebe

