

Datenblatt: UDL 750

Dusch- und Transportliege

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	3.269,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	960
Breite:	805
Tiefe:	1820
Gewicht:	46
Höhe der Liegefläche:	800
Bis Schulterbreite:	530
Bis Körperlänge:	1620
Belastbarkeit:	150

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

Merkmale:

- gepolsterte Wanne bietet hohen Liegekomfort
- abklappbare Seitenlehnen
- verschließ- und kontrollierbarer Ablauf mit 90 cm langem Schlauch
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- leicht zu reinigen
- garantiert nicht rostend
- 4 freidrehende Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen mit Feststeller
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- mögliche Zusatzoption: Keilkissen (DK)