

Datenblatt: UDW 2500 VRW

Dusch- und Transportliege

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	7.319,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	700-1100
Breite:	790
Tiefe:	2000
Gewicht:	86
Höhe der Liegefläche:	490-890
Bis Schulterbreite:	620
Bis Körperlänge:	1850
Belastbarkeit:	200

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2025

Merkmale:

- stufenlos verstellbares Rückenteil
- gepolsterte Wanne bietet hohen Liegekomfort
- abklappbare Fuß- und Seitenlehnen
- Kopflehne kann zur Liegeflächenverlängerung waagrecht gestellt werden (verlängerte Liegefläche ca. 2000 mm)
- stufenlos hydraulische Höhenverstellung über beidseitige Fußpedale
- Anti-/Trendelenburg-Lagerung per Gasdruckfeder
- verschließ- und kontrollierbarer Ablauf mit 90 cm langem Schlauch
- leicht zu reinigen und desinfizierbar
- pulverbeschichteter Edelstahlrahmen
- garantiert nicht rostend
- sehr stabil, belastbar bis 200 kg
- 8 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 4 mit Feststeller
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf Spezialrahmen aus Edelstahl
- Hilfsmittelnummer: 04.40.03.4009
- mögliche Zusatzoption: Keilkissen (DK)